



ZEISS LESEGLAS



DAS LESEGLAS

wird gern benutzt, wenn eine schwachvergrößernde **Sehhilfe** nötig, dabei aber ein **ausgedehntes** Sehfeld wertvoller ist als eine starke Vergrößerung, wie sie eine Lupe bietet.

Mit einem Leseglas, das meist 15 bis 20 cm vom Auge entfernt gehalten wird, gewinnt man einen **Gesamteindruck**, der z. B. beim Kartenlesen, beim Betrachten von Photos und beim Lesen kleiner Buchstaben und Zeichen wichtig ist.

Freier Linsendurchmesser 70 mm
Brennweite 146 mm
Vergrößerung bei 250 mm deutlicher Sehweite **1,75 ×**

Bestellliste

Benennung	Gewicht g	Bestell- nummer	Bestell- wort
Leseglas 70	150	60 63 98	<i>Vabyb</i>

V E B C A R L Z E I S S J E N A

Abteilung für ophthalmologische Geräte

Drahtwort: Zeisswerk Jena

Fernsprecher 3541

Druckschriften-Nr. **CZ 60-420a-1**

Waren-Nr. 37 12 41 00

TRPT-Nr. 5106/53

MP 954-A 300/54/DDR V/10/2 2140