



INSTRUMENTENTISCH

Der neue, verstärkte Instrumententisch

zum standsicheren Aufstellen unserer ophthalmologischen Großgeräte ist mit Öldruck höheneinstellbar und auf drei Rollen fahrbar.

Die Tischhöhe kann mit Hilfe eines Fußhebels zwischen 750 und 950 mm ver­stellt werden; dabei erhöht ein Hub des Fußhebels den Instrumententisch um 15 mm. Der Rücklauf ist automatisch. Falls die drei Rollen beim ortsfesten Gebrauch vom Rundfuß (500 Ø) abgenommen werden, vermindert sich die Tischhöhe um 50 mm. Das Gewicht beträgt etwa 35 kg.

Bestellliste

Benennung	Bestell- nummer	Bestell- wort
Instrumententisch mit Öldruckhochstellung und Rollen, ohne Tischplatte	60 82 01	<i>Vapgv</i>
dgl. mit Tischplatte 400 mm × 500 mm einschl. Steckdose, Schalter und Anschluß- leitung für Ophthalmometer	60 82 21	<i>Vaphw</i>
einschl. Schubkasten, Schalter, Kleinspan- nungs-Transformator 5 VA 220/6 V und An- schlußleitung für Binokulares Hornhaut- mikroskop	60 82 22	<i>Vapix</i>
einschl. Schubkasten, Schalter, Steckdosen, Kleinspannungs-Transformator 30 VA 220 6 V und Anschlußleitung für Spalt- leuchtengerät	60 82 23	<i>Vapjy</i>
einschl. Schalter, Steckdose, Kleinspan- nungs-Transformator 30 VA 220/6 V und Anschlußleitung für Koinzidenz-Refrak- tometer	60 82 24	<i>Vapkz</i>
einschl. Schalter, Drosselspule, Kleinspan- nungs-Transformator 5VA 220/6 V und Anschlußleitung für Netzhautkamera	60 82 25	<i>Vapla</i>
dgl. mit Tischplatte 360 mm × 600 mm einschl. Schalter, Kleinspannungs-Trans- formator 35 VA 220/6 V und Anschluß- leitung für Projektions-Perimeter	60 82 26	<i>Vapmb</i>

V E B C A R L Z E I S S J E N A

Abteilung für ophthalmologische Geräte

Drahtwort: Zeisswerk Jena

Fernsprecher 3541

Druckschriften-Nr. **CZ 60-074-1**

Waren-Nr. 37 31 31 80

TRPT-Nr. 1313/54

VI. 54. V. V/10/13-3-A300/54/DDR